




唾液検体採取に関する注意事項

下記記載内容を十分に読んでから、検体を採取してください。
ご質問等あれば、スタッフまでお声がけください。

30分以上空いてますか？

- ✓ 歯磨き、マウスウォッシュ
 - ✓ 食事、お菓子
 - ✓ 飲水（水・お茶も含む）
 - ✓ ガム・飴・タブレット類
- 口紅などは軽く拭き取ってください



- ① 検査同意書の内容を確認し、署名してください
検査容器に書かれている名前を確認してください
- ② あらかじめ1～2分程度、口を閉じ、軽く下を向き、自然に出てくる唾液を口の中に溜めてください
- ③ お渡しした検査容器の蓋を開け、溜まった唾液を容器の中に入れてください
- ④ ②～③を数回繰り返し、計2ml程度唾液を入れてください
- ⑤ 唾液が出ない時は、耳の下・あごの下をマッサージしてください
- ⑥ 2ml程度溜まったら、容器の蓋をしっかりと閉めてください
- ⑦ 容器をアルコール綿で消毒し、ジップロックに入れてください
- ⑧ 専用に入れ物に容器を入れてください
- ⑨ 全て終わったら、ベルを押してスタッフを呼んでください



唾液が出ないときに試してください

その他、ご質問・ご不明なことはスタッフまでお尋ねください

加治木温泉病院 0995-62-0001